

機械器具12 理学診療用器具 一般医療機器 温熱用パック 37240010

リチャージ プラス エム

【禁忌・禁止】

以下の様な人には使用しないこと

- ・心臓疾患のある人
- ・有熱性疾患、化膿性疾患 ・感染症、悪性腫瘍
- ・急性肺炎、急性疾患 ・極度の衰弱時
- ・知覚障害、皮膚疾患のある人
- ・アトピーなどによる知覚障害、皮膚過敏症

【形状・構造及び原理等】

1.1 形状、構造



シングルサイズ 1,950×980×50

ダブルサイズ 1,950×1,400×50 (単位mm)

1.2 原理

- ・本品にバイオセラミックを定着させ、強力な遠赤外線(特に生育光線)を放出する。

【使用目的又は効果】

- ・温熱治療効果
血行促進、疲労回復、筋肉の疲れ・こりの緩和
神経痛・筋肉痛の緩和、胃腸の働きの活性化。

【使用方法】

- ・本品は再使用するモノである。
- ・本品は破損がないことを確認する。
- ・本品はベットや布団の上、又はフローリングや畳等に敷き使用する。
- ・本品は仰向き又は横向きで使用する。

【使用上の注意】

- ・湿疹、かぶれ、傷口など皮膚に異常のある時は使用しない。
- ・異常を感じたら、ご使用をおやめ下さい。
- ・汚れを防ぐため、薄手のシーツを敷いて下さい。
- ・洗濯はクリーニング店での非常に弱い操作によるウエットクリーニングを推奨します。
- ・天日干しも可能です。
- ・アイロンの使用は避けて下さい。
- ・漂白剤や染み抜きは使用しないで下さい。

【操作方法又は使用方法等】

- ・高温、多湿な環境を避けて保管すること。
- ・時々、日に干し乾燥させること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：株式会社 ハーメック

製造業者：新潟大東紡株式会社

TEL:0276-30-4020

FAX:0276-30-4021

問い合わせ先：株式会社 INVEL

TEL：03-6457-1788

FAX：03-6457-1789